

EN

ES

FR

COMMERCIAL CATALOG
CATÁLOGO COMERCIAL
CATALOGUE COMMERCIAL

ANATOMIC PATHOLOGY LABORATORY
LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
LABORATOIRE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE



More than 30 years of experience support us as one of the best companies in the Medical/Post-mortem technical equipment sector.



At AnatHomic Solutions, we are specialized in Hospitals, Pathological Anatomy, Forensic Medicine, Morgue and Funeral, which allows us to offer customized solutions to all our customers. Our passion to innovate, design and manufacture all our products with the highest quality, makes our difference.

Más de 30 años de experiencia nos avalan como una de las mejores empresas del sector del equipamiento técnico Médico/Post-mortem.

En AnatHomic Solutions, estamos especializados en ámbitos Hospitalarios, Anatomía Patológica, Medicina Forense, Morgue y Funeraria, lo que nos permite ofrecer soluciones a medida a todos nuestros clientes. Nuestra pasión por innovar, diseñar y fabricar con la máxima calidad todos nuestros productos, marcan nuestra diferencia.

Plus de 30 ans d'expérience font de nous l'une des meilleures entreprises du secteur des équipements techniques Médicaux / Post-mortem.

Chez AnatHomic Solutions, nous sommes spécialisés dans le milieu hospitalier, l'anatomie pathologique, la médecine légale, la morgue et le funéraire, ce qui nous permet d'offrir des solutions personnalisées à tous nos clients. Notre passion pour innover, concevoir et fabriquer tous nos produits avec la plus haute qualité, fait notre différence.



Five simple and compelling reasons to work with us:

Cinco simples y contundentes razones por las que trabajar con nosotros:


Cinq raisons simples et convaincantes de travailler avec nous:

- 01 | Own manufacture
Fabricación propia
Fabrication propre
- 02 | Personalization
Personalización
Personnalisation
- 03 | Installation and assembly
Instalación y montaje
Installation et assemblage
- 04 | Technical assistance
Asistencia técnica
Assistance technique
- 05 | Safety and environment
Seguridad y Medio ambiente
Sécurité et environnement

INDEX / ÍNDICE / INDICE

01 - GROSSING STATION / ESTACIONES DE TALLADO / STATION DE MACROSCOPIE

ET-107 SERIES - HIGH SAFETY	4
ET-107-1 HS	5
ET-107-1 HS - ELV	6
ET-107-2 HS	7
ET-107 HS - CUSTOM	8
ET-101 SERIES - EXPERIENCE	
ET-101-1 XP	10
ET-101-1 XP - ELV	11
ET-101-2 XP	12
ACCESORIOS / ACCESORIES / ACCESSOIRES	14
SMA - INTEGRATED MACRO PHOTOGRAPHY SYSTEM / SISTEMA DE MACROFOTOGRAFIA INTEGRADO SYSTÈME DE MACRO PHOTOGRAPHIE INTÉGRÉ	16
SMA-1 - MACRO PHOTOGRAPHY FREE STANDING / SISTEMA DE MACROFOTOGRAFIA AUTÓNOMO SYSTÈME DE MACRO PHOTOGRAPHIE AUTONOME	17
SMA-2 - MOBILE MACRO PHOTOGRAPHY / SISTEMA DE MACROFOTOGRAFIA MÓVIL SYSTÈME DE MACRO PHOTOGRAPHIE MOBILE	18
02 - VENTILATED CABINETS / ARMARIOS VENTILADOS / ARMOIRES VENTILÉ	
AV-017	19
03 - ASPIRATED TABLE FOR RECEPTION OF SAMPLES / MESA ASPIRADA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS TABLE ASPIRÉE	
MRM-150	20
04 - FORMALDEHYDE DISPENSE / DISPENSADOR DE FORMOL STATION DE DISTRIBUTION DE FORMALDÉHYDE	
DSF-003 / DSF-005	21
05 - FORMALDEHYDE DILUTOR / DILUIDOR DE FORMOL / DILUTEUR DE FORMALDÉHYDE	
DL-700	22
06 - ORGAN WASHING STATION / ESTACIÓN DE LAVADO DE ÓRGANOS / CABINE DE LAVAGE D'ORGANES	
CLO-000	23
07 - ASPIRATED WORK CABIN / CABINA DE TRABAJO ASPIRADA / CABINE DE TRAVAIL ASPIRÉE	
CTA-ASP	24
08 - MOBILE SUCTION UNIT / UNIDAD DE ASPIRACIÓN MÓVIL / UNITÉ D'ASPIRATION MOBILE	
ASP-JS-016	25
09 - WASTE RECOVERY STATION / ESTACIÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS STATION DE COLLECTE DES DÉCHETS	
ERR-100	26
10 - SLIDES AND CASSETTES STORAGING / ARCHIVADOR DE CASSETTES Y PORTAOBJETOS STOCKAGE DES BLOCS DE PARAFFINE ET DES CASSETTES	
	27
11 - ENVIRONMENT PURIFIER FOR FORMALDEHYDE / PURIFICADOR DE AMBIENTES ESPECÍFICO PARA FORMALDEHIDO / PURIFICATEUR D'ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE FORMALDÉHYDE	
ANATHOMIC PURASHIELD	28
12 - INTELLIGENT O3 WATER GENERATOR / OZONIZADOR INTELIGENTE PARA AGUA OZONISATEUR D'EAU INTELLIGENT	
OZONICWASH 4.0	29
13 - FURNITURE / MOBILIARIO / MEUBLES	
	30





01

ET-107 SERIES HIGH SAFETY

GROSSING STATION ESTACIONES DE TALLADO STATION DE MACROSCOPIE

Designed for the Pathological Anatomy area, our Grossing Station for cutting and carving samples, through their different models, will provide you comfort, ergonomics, and safety in the development of laboratory tasks.

In the manufacture of the grossing stations, has been paid special attention to the user. The workstation has been conceived so that laboratory tasks are carried out in the most comfortable and safe way, meeting the highest levels of demand in terms of work safety.

Diseñado para el área de la Anatomía Patológica, nuestras Estaciones de Trabajo para el corte y tallado de muestras, a través de sus diferentes modelos, le proporcionarán confort, ergonomía y seguridad en el desarrollo de las tareas de laboratorio.

En la fabricación de las estaciones de tallado se ha prestado especial atención al usuario. El puesto de trabajo ha sido concebido para que las tareas de laboratorio se ejecuten de la manera más cómoda y segura, cumpliendo los más altos niveles de exigencia en cuanto a seguridad laboral.

Conçues pour le domaine de l'anatomie pathologique, nos postes de travail de découpe et de sculpture d'échantillons, à travers leurs différents modèles, vous apporteront confort, ergonomie et sécurité dans le développement des tâches de laboratoire.

Pour le développement des stations de macroscopie, une attention particulière a été portée à l'utilisateur. Le poste de travail a été conçu pour que les tâches en laboratoire soient effectuées de la manière la plus confortable et la plus sûre, tout en répondant aux plus hauts niveaux de demande en termes de sécurité du travail.



ET-107-1 HS

- Customized dimensions
- Automatic splash shield
- Emergency system
- High security
- Touchscreen
- Lateral Windows with safety glass allow the entry of natural light

- Dimensiones personalizadas
- Mampara automática de seguridad
- Sistema de emergencia
- Alta seguridad
- Pantalla táctil
- Ventanas laterales que permiten la entrada de luz natural

- Dimensions personnalisées
- Verre de sécurité automatique
- Système d'urgence
- Haute sécurité
- Écran tactile
- Fenêtres latérales qui permettent l'entrée de la lumière naturelle



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER





ET-107-1 HS ELV

- Lifting system
- Customized dimensions
- Automatic splash shield
- Emergency system
- High security
- Touchscreen
- Lateral Windows with safety glass allow the entry of natural light

- *Sistema de elevación electromecánico*
- *Dimensiones personalizadas*
- *Mampara automática de seguridad*
- *Sistema de emergencia*
- *Alta seguridad*
- *Pantalla táctil*
- *Ventanas laterales que permiten la entrada de luz natural*

- *Système d'élévation*
- *Dimensions personnalisées*
- *Verre de sécurité automatique*
- *Système d'urgence*
- *Haute sécurité*
- *Écran tactile*
- *Fenêtres latérales qui permettent l'entrée de la lumière naturelle*



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER



ET-107-2 HS

- Customized dimensions
- Automatic splash shield
- Emergency system
- High security
- Touchscreen
- Lateral Windows with safety glass allow the entry of natural light

- *Dimensiones personalizadas*
- *Mampara automática de seguridad*
- *Sistema de emergencia*
- *Alta seguridad*
- *Pantalla táctil*
- *Ventanas laterales que permiten la entrada de luz natural*

- *Dimensions personnalisées*
- *Verre de sécurité automatique*
- *Système d'urgence*
- *Haute sécurité*
- *Écran tactile*
- *Fenêtres latérales qui permettent l'entrée de la lumière naturelle*



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER





ET-107 **HS** CUSTOM

Workstation with specific characteristics for the carving and cutting of samples.

Ideal when a large work surface is required, and the professional prefers to customize it according to what he really needs.

HIGH SECURITY design, with automatic splash shield and lateral windows.

Estación con características "específicas" para el tallado y corte de muestras.

Ideal cuando se requiera una gran superficie de trabajo y el profesional prefiera personalizarlo de acuerdo con lo que realmente necesita.

*Diseño de **ALTA SEGURIDAD**, con mampara automática y ventanas laterales.*

Station avec des caractéristiques spécifiques pour la sculpture et la découpe d'échantillons.

Idéal lorsqu'une grande surface de travail est requise et que le professionnel préfère la personnaliser en fonction de ce dont il a réellement besoin.

*Conception **HAUTE SÉCURITÉ**, avec écran automatique et vitres latérales.*



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER



ET-107
HS CUSTOM

ET-107 SERIES
HIGH SAFETY



VIDEO



ET-107-1
HS



ET-107-1
HS ELV



ET-107-2
HS





ET-101-1 XP

- Customized dimensions
- Emergency system
- High security
- Touchscreen

- Dimensiones personalizadas
- Sistema de emergencia
- Alta seguridad
- Pantalla táctil

- Dimensions personnalisées
- Système d'urgence
- Haute sécurité
- Écran tactile



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER



ET-101-1 XP ELV

- Lifting system
- Customized dimensions
- Emergency system
- High security
- Touchscreen

- Sistema de elevación electromecánico
- Dimensiones personalizadas
- Sistema de emergencia
- Alta seguridad
- Pantalla táctil

- Système d'élévation
- Dimensions personnalisées
- Système d'urgence
- Haute sécurité
- Écran tactile



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER





ET-101-2 XP

- Customized dimensions
- Emergency system
- High security
- Touchscreen

- Dimensiones personalizadas
- Sistema de emergencia
- Alta seguridad
- Pantalla táctil


- Dimensions personnalisées
- Système d'urgence
- Haute sécurité
- Écran tactile



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER




ET-101 SERIES EXPERIENCE



ET-101 SERIES
EXPERIENCE

ET-107 SERIES
HIGH SAFETY

ACCESORIOS / ACCESORIES / ACCESSOIRES



Self-cleaning system
Cortina de agua para autolimpieza
Système autonettoyant



SMA Macrophotography system
Sistema de macrofotografía SMA
Système de photographie macro SMA



Voice recording system
Sistema de grabación de voz
système d'enregistrement vocal

SMA

INTEGRATED
INTEGRADO
INTÉGRÉ



SMA



MACRO
PHOTOGRAPHY
SYSTEM

SMA-1


FREE STANDING
AUTÓNOMO
AUTONOME



SMA-2

MOBILE
MÓVIL
MOBILE





SMA

**INTEGRATED MACRO PHOTOGRAPHY SYSTEM
SISTEMA DE MACROFOTOGRAFÍA INTEGRADO
SYSTÈME DE MACROPHOTOGRAPHIE INTÉGRÉ**



- Macro photography and video system
- 20 MP photo resolution
- Video quality at HD 1080P resolution
- Shade-free and razor-sharp images
- Up to 34x zoom
- LED lighting - 50,000 hours of life
- Barcode scanner
- Integrated software with great usability
- Easy and intuitive interface
- Built in high quality materials
- Washable keyboard and mouse
- Foot pedal

- *Sistema de macro fotografía y vídeo*
- *Resolución de fotografía a 20 MP*
- *Calidad de vídeo a resolución HD 1080P*
- *Imágenes sin sombras y de gran nitidez*
- *Zoom de hasta 34x*
- *Iluminación LED - 50.000 horas de vida*
- *Escaner para código de barras*
- *Software integrado con gran usabilidad*
- *Interface fácil e intuitiva*
- *Construido en materiales de alta calidad*
- *Teclado y ratón lavables*
- *Pedal*

- *Système de macrophotographie et vidéo*
- *Résolution photo à 20 MP*
- *Qualité vidéo à une résolution HD 1080P*
- *Images sans ombre et nettes comme des rasoirs*
- *Zoom jusqu'à 34x*
- *Éclairage LED - 50 000 heures de vie*
- *Scanner de codes-barres*
- *Logiciel intégré avec une grande facilité d'utilisation*
- *Interface simple et intuitive*
- *Matériaux de haute qualité intégrés*
- *Clavier et souris lavables*
- *Pédale*

NEW
RELEASE



SMA-1

MACRO PHOTOGRAPHY SYSTEM - FREE STANDING SISTEMA DE MACROFOTOGRAFÍA AUTÓNOMO SYSTÈME DE MACRO PHOTOGRAPHIE - AUTONOME



- Macro photography and video system
- 20 MP photo resolution
- Video quality at HD 1080P resolution
- Shade-free and razor-sharp images
- Up to 34x zoom
- LED lighting - 50,000 hours of life
- Barcode scanner
- Integrated software with great usability
- Easy and intuitive interface
- Built in high quality materials
- Washable keyboard and mouse
- Foot pedal

- *Sistema de macro fotografía y vídeo*
- *Resolución de fotografía a 20 MP*
- *Calidad de vídeo a resolución HD 1080P*
- *Imágenes sin sombras y de gran nitidez*
- *Zoom de hasta 34x*
- *Iluminación LED - 50.000 horas de vida*
- *Escaner para código de barras*
- *Software integrado con gran usabilidad*
- *Interface fácil e intuitiva*
- *Construido en materiales de alta calidad*
- *Teclado y ratón lavables*
- *Pedal*

- *Système de macrophotographie et vidéo*
- *Résolution photo à 20 MP*
- *Qualité vidéo à une résolution HD 1080P*
- *Images sans ombre et nettes comme des rasoirs*
- *Zoom jusqu'à 34x*
- *Éclairage LED - 50 000 heures de vie*
- *Scanner de codes-barres*
- *Logiciel intégré avec une grande facilité d'utilisation*
- *Interface simple et intuitive*
- *Matériaux de haute qualité intégrés*
- *Clavier et souris lavables*
- *Pédale*



SMA-2

MOBILE MACRO PHOTOGRAPHY SYSTEM SISTEMA DE MACROFOTOGRAFÍA MÓVIL SYSTÈME DE MACROPHOTOGRAPHIE MOBILE



- Macro photography and video system
- Photo resolution at 20 MP
- Video quality at HD 1080P resolution
- Autofocus
- Zoom up to 34x
- 6 axes of adjustment for the arm
- Barcode scanner
- Integrated software with great usability
- Easy and intuitive interface
- Built in high quality materials
- Easily washable
- Battery life up to 6 hours

- *Sistema de macro fotografía y vídeo*
- *Resolución de fotografía a 20 MP*
- *Calidad de vídeo a resolución HD 1080P*
- *Autofocus*
- *Zoom de hasta 34x*
- *6 ejes de ajuste para el brazo*
- *Escaner para código de barras*
- *Software integrado con gran usabilidad*
- *Interface fácil e intuitiva*
- *Construido en materiales de alta calidad*
- *Fácilmente lavable*
- *Duración batería hasta 6 horas*

- *Macrophotographie et système vidéo*
- *Résolution photo à 20 MP*
- *Qualité vidéo à la résolution HD 1080P*
- *Mise au point automatique*
- *Zoomez jusqu'à 34x*
- *6 axes de réglage pour le bras*
- *Lecteur de code-barres*
- *Logiciel intégré avec une grande facilité d'utilisation*
- *Interface simple et intuitive*
- *Construit avec des matériaux de haute qualité*
- *Facilement lavable*
- *Autonomie de la batterie jusqu'à 6 heures*

02

AV-017

VENTILATED CABINETS ARMARIOS VENTILADOS ARMOIRES VENTILÉ

Designed to preserve the safety of the professional when storing sample containers. Its aspiration system, with specific filters for formaldehyde, guarantees a clean atmosphere.

Ideado para preservar la seguridad del profesional en el momento del almacenamiento de los recipientes de muestras. Su sistema de aspiración, con filtros específicos para formaldehído, nos garantiza una atmosfera limpia.

Conçu pour préserver la sécurité du professionnel lors du stockage des récipients d'échantillons. Son système d'aspiration, avec des filtres spécifiques pour le formaldéhyde, garantit une atmosphère propre.

MADE IN SPAIN
- PREMIUM QUALITY -



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER



03 ASPIRATED TABLE FOR RECEPTION OF SAMPLES
MESA ASPIRADA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
MRM-150 TABLE ASPIRÉE



Designed to receive samples preserved in formaldehyde and equipped with a constant gas aspiration system to protect the user during handling. It also has a space created for the storage area.

Diseñada para recibir las muestras conservadas en formol y equipada de un sistema de aspiración de gases constante, para proteger al usuario durante la manipulación. Cuenta también con un espacio creado para la zona de almacenamiento.

Conçu pour recevoir des échantillons conservés dans du formaldéhyde et équipé d'un système d'aspiration de gaz constant pour protéger l'utilisateur lors de la manipulation. Il dispose également d'un espace créé pour la zone de stockage.

MADE IN SPAIN
• PREMIUM QUALITY •



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER



DSF-005



DSF-003

04

FORMALDEHYDE DISPENSE DISPENSADOR DE FORMOL STATION DE DISTRIBUTION DE FORMALDÉHYDE

DSF-005
DSF-003

Equipment exclusively created for the dosage of formaldehyde, with minimal manipulation by the user.
Container enclosure for two types of formats: 5 liter or 10 liter.
Fast and safe anti-drip connections.

Equipo exclusivamente creado para la dosificación del formol, con la mínima manipulación por parte del usuario.

Almacén de envases para dos tipos de formatos: De 5 litros o 10 litros.

Conexiones antigoteo, rápidas y seguras.

Équipement exclusivement créé pour le dosage de formaldéhyde, avec une manipulation minimale par l'utilisateur.

Entrepôt de conteneurs pour deux types de formats: 5 litres ou 10 litres.

Connexions anti-goutte rapides et sûres.

MADE IN
SPAIN
- PREMIUM QUALITY -



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER



DSF-005

NEW
RELEASE



DSF-003

NEW
RELEASE

05

DL-700

FORMALDEHYDE DILUTOR
DILUIDOR DE FORMOL
DILUTEUR DE FORMALDÉHYDE

This compact equipment manages the dissolution of the formaldehyde to the desired percentage, to be able to supply and dispense it in the working areas of the pathology laboratories.

Este equipo compacto gestiona la disolución del formol al porcentaje deseado, para poder suministrarlo y dispensarlo en las áreas de trabajo de los laboratorios de anatomía patológica.

Cet équipement compact gère la dissolution du formaldéhyde au pourcentage souhaité, pour pouvoir l'approvisionner et le distribuer dans les zones de travail des laboratoires de pathologie. Cet équipement compact gère la dissolution du formaldéhyde au pourcentage souhaité, pour pouvoir l'approvisionner et le distribuer dans les zones de travail des laboratoires de pathologie.

MADE IN
SPAIN
- PREMIUM QUALITY -



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER



06

CLO-000

ORGAN WASHING STATION ESTACIÓN DE LAVADO DE ÓRGANOS CABINE DE LAVAGE D'ORGANES

Equipped with a high security cabin, with an upper-frontal suction system, and automatic splash shield.

Provided with a disinfection system using ozonated water and a waste disposer.

Equipada con una cabina de alta seguridad provista de un sistema de aspiración superior-frontal, y mampara de accionamiento automático. Incorpora un sistema de desinfección mediante agua ozonizada, así como un triturador de residuos.

Équipé d'une cabine haute sécurité équipée d'un système d'aspiration frontal supérieur et d'un écran activé automatiquement.

Fourni avec un système de désinfection utilisant de l'eau ozonée et une traitement de déchets.

MADE IN SPAIN
• PREMIUM QUALITY •



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER





07

CTA-ASP

ASPIRATED WORK CABIN
CABINA DE TRABAJO ASPIRADA
CABINE DE TRAVAIL ASPIRÉE

Workstation equipped with an extractor hood and splash shield protecting the user and the environment.
Compact cabin designed for the handling of samples and the realization of tasks in which are used substances susceptible to be breathed.

Estación de trabajo equipada con campana extractora y mampara frontal abatible protegiendo de forma activa al usuario y al medio ambiente.

Cabina compacta diseñada para la manipulación de muestras y la realización de tareas en las que se utilizan sustancias susceptibles de aspiración por vía respiratoria.

Poste de travail équipé d'une hotte aspirante et d'un pare-brise rabattable protégeant activement l'utilisateur et l'environnement. Cette hotte d'aspiration compacte a été conçue pour la manipulation d'échantillons et la réalisation de tâches pendant lesquelles des substances susceptibles de pénétrer les voies respiratoires.

MADE IN SPAIN
PREMIUM QUALITY



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER





08

ASP-JS-016

MOBILE SUCTION UNIT UNIDAD DE ASPIRACIÓN MÓVIL UNITÉ D'ASPIRATION MOBILE

Designed for those work areas that do not have an air suction installation. This compact mobile unit becomes a simple and versatile solution, simply move it and direct the extraction arm towards the required work area.

Pensada para aquelles áreas de trabajo que no cuentan con instalación de aspiración de aire. Esta unidad móvil compacta se convierte en una solución sencilla y versátil, basta con desplazarla y dirigir el brazo de extracción hacia la zona de trabajo requerida.

Conçue pour les zones de travail qui n'ont pas d'installation d'aspiration d'air. Cette unité mobile compacte devient une solution simple et polyvalente, il suffit de la déplacer et de diriger le bras d'extraction vers la zone de travail à aspirer.

MADE IN
SPAIN
• PREMIUM QUALITY •



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER



09

ERR-100

WASTE RECOVERY STATION
ESTACIÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS
STATION DE COLLECTE DES DÉCHETS

Workstation that allows either to evacuate the waste to the general sanitation network or collecting liquids on the lower tanks.
Provides double work zone.

*Estación que permite, o bien evacuar los residuos a la red general de saneamiento, o bien recolectarlos en los depósitos inferiores.
Proporciona doble zona de trabajo.*

*Station qui permet soit d'évacuer les déchets vers le réseau d'assainissement général, soit de les collecter dans les cuves inférieures.
Fournit une double zone de travail.*

MADE IN
SPAIN
PREMIUM QUALITY



POTASSIUM
PERMANGANATE
FILTER



10

SLIDES AND CASSETTES STORAGING ARCHIVADOR DE CASSETTES Y PORTAOBJETOS STOCKAGE DES BLOCS DE PARAFFINE ET DES CASSETTES

File system through stackable modules and thus create a unit or separate them when desired.


The base can be fixed or mobile to facilitate its movement.

Sistema de archivo a través de módulos apilables y crear así una unidad o separarlos cuando se desee.

La base puede ser fija o móvil para facilitar su desplazamiento.

Système de fichiers grâce à des modules empilables et ainsi créer une unité ou les séparer lorsque vous le souhaitez.

La base peut être fixe ou mobile pour faciliter son déplacement.



11

ENVIRONMENT PURIFIER FOR FORMALDEHYDE
PURIFICADOR DE AMBIENTES ESPECÍFICO PARA FORMALDEHIDO
PURIFICATEUR D'ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE FORMALDÉHYDE



Dry chemical filtration system designed to destroy viruses and bacteria through oxidation.

Through a three-layer filter: Pre-Filter, SP Filter (Chemical Filtration) and HEPA13 Filter, it removes harmful viruses, bacteria, and fungi from the air, quickly and effectively. It is safe and allows it to work with people, 24 hours a day, 7 days a week. Its design is compact and mobile, with a low noise level.

Perfect for use in control rooms, hospitals and clinics, laboratories, nursing homes, office buildings, commercial centers, and educational centers.

Sistema de filtración química, en seco, concebido para destruir los virus y bacterias por medio de la oxidación.

A través de un filtro de tres capas: Pre-Filtro, Filtro de SP (Filtración química) y Filtro HEPA13, elimina del aire virus, bacterias y hongos dañinos, de forma rápida y efectiva. Es inocuo y permite su funcionamiento con personas, 24 horas al día, durante los 7 días de la semana. Su diseño es compacto y móvil, con un nivel de ruido bajo.

Perfecto para su uso en salas de control, hospitales y clínicas, laboratorios, residencias geriátricas, edificios de oficinas, locales comerciales y centros educativos.


Système de filtration chimique sec conçu pour détruire les virus et les bactéries par oxydation.

Grâce à un filtre à trois couches: pré-filtre, filtre SP (filtration chimique) et filtre HEPA13, il élimine rapidement et efficacement les virus, bactéries et champignons nocifs de l'air. Il est sûr et lui permet de travailler avec des personnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son design est compact et mobile, avec un faible niveau sonore.

Parfait pour une utilisation dans les salles de contrôle, les hôpitaux et les cliniques, les laboratoires, les maisons de soins infirmiers, les immeubles de bureaux, les locaux commerciaux et les centres éducatifs.




ANATHOMIC
PURASHIELD




12 INTELLIGENT O₃ WATER GENERATOR OZONIZADOR INTELIGENTE PARA AGUA OZONISATEUR D'EAU INTELLIGENT

MADE IN
SPAIN
• PREMIUM QUALITY •

OZONIC WASH 4.0



Grossing station
Estación de tallado
Station de macroscopie



Autopsy table
Mesa de autopsias
Table d'autopsie

Ozone disinfection system
Sistema de desinfección por Ozono
Système de désinfection à l'Ozone

OZONIC WASH 4.0 uses the power of ozone to eliminate pesticides, fungi, organic matter, pollutants, and viruses. In addition, it is 100% toxic free, without adding pollutants to the water or the environment.

OZONIC WASH 4.0 utiliza el poder del ozono para eliminar pesticidas, hongos, materia orgánica, contaminantes y virus. Además, es 100% libre de tóxicos, sin añadir contaminantes al agua ni al entorno.

L'OZONIC WASH 4.0 utilise la puissance de l'ozone pour éliminer les pesticides, les champignons, la matière organique, les polluants et les virus. De plus, il est 100% sans toxicité, sans ajout de polluants à l'eau ou à l'environnement.



13

FURNITURE MOBILIARIO MEUBLES

MADE IN
SPAIN

PREMIUM QUALITY



The health and ergonomics of the professional is important; therefore, all our furniture is designed to offer comfort to the user. Modular construction thus providing flexibility to adapt to any space.

And continuing with our identity, the raw material and components used are of the highest quality, complying with the legislation of the area.

La salud y ergonomía del profesional es importante, por ello todo nuestro mobiliario se diseña para ofrecer confort al usuario. Construcción modular proporcionando así flexibilidad para ajustarse a cualquier espacio.

Y siguiendo con nuestra identidad, la materia prima y componentes utilizados son de máxima calidad cumpliendo con ello las legislaciones del área.

La santé et l'ergonomie du professionnel est importante, c'est pourquoi tous nos meubles sont conçus pour offrir un confort à l'utilisateur. Construction modulaire offrant ainsi une flexibilité pour s'adapter à n'importe quel espace. Et dans la continuité de notre identité, les matières premières et les composants utilisés sont de la plus haute qualité, respectant ainsi les lois de la région.



DISCOVER OUR PRODUCTS
DESCUBRE NUESTROS PRODUCTOS
DÉCOUVREZ NOS PRODUITS

ANATOMIC PATHOLOGY LABORATORY
LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
LABORATOIRE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE



AUTOPSIES
AUTOPSIAS
AUTOPSIES



MORTUARY
MORTUORIO
MORTUAIRE



LIFTING AND TRANSPORT
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE
ÉLEVATION ET TRANSPORT



FUNERARY
FUNERARIA
FUNÉRAIRE



TECHNICAL REFRIGERATION
REFRIGERACIÓN TÉCNICA
RÉFRIGÉRATION TECHNIQUE





VCard



Ebre, 74 · 08223 Terrassa · Barcelona · Spain
+34 93 783 74 11 / +34 638 017 655

info@anathomicsolutions.com
www.anathomicsolutions.com



EN - Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice. AnatHomic Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to communicate such changes. ES - Nota: Este documento es meramente informativo, no contractual. Cualquier funcionalidad, característica o especificación está sujeta a cambio sin previo aviso. AnatHomic Solutions se reserva el derecho a mejorar este documento o el producto descrito, sin la obligación de comunicar las modificaciones realizadas. FR - Remarque: Ce document est uniquement à titre d'information. Toute fonctionnalité, caractéristique ou spécification peut être modifiée sans préavis. AnatHomic Solutions se réserve le droit d'améliorer ce document ou le produit décrit sans obligation de communiquer de tels changements.